

anovica

Technology for Vets




Elektrochirurgie

Monopolar / Bipolar / Verschweisstechnik –
was ich wirklich benötige

Gute Arbeit erfordert **gutes Werkzeug.**

www.anovica.de



Inhalt	
Basis Geräte	04
Basis	04
Basis Plus	05
Standard Geräte	06
Standard	06
Standard Plus	07
Zubehör	08
Bestellformular	18

Mehr als nur ein Katalog...



GESUCHT - GEFUNDEN - BESTELLT!
Wenn diese Broschüre diesen Zweck für Sie erfüllt ist ein wesentlicher Schritt getan.

INTERESSIERT, ABER UNSCHLÜSSIG?
Sind Ihre Vorstellungen noch nicht klar umrissen, dient diese Broschüre gerne als erster Eindruck.

In jedem Fall bietet die anovica unverbindlich und kostenlos:



Eine individuelle und bedarfsgerechte Beratung, um zu herauszufinden, was zu Ihnen, Ihrer Arbeitsumgebung und Ihren Möglichkeiten passt.



Die praktische Vorführung aller hier aufgeführten Elektrochirurgie-Geräte bei Ihnen vor Ort, um die Leistungsunterschiede zu verdeutlichen. Damit finden wir das passende Gerät zu Ihren gewünschten Einsatzgebieten.



Haben Sie sich für ein Elektrochirurgie-Gerät entschieden, werden Sie und Ihr Team auf Wunsch in Anwendung und Pflege vor Ort durch eine Tierärztin eingewiesen.



Die anovica bleibt auch nach dem Kauf Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Erweiterung, Optimierung und Wartung.

- ✓ GAUMENSEGELTEILRESEKTION
- ✓ ELEKTROKAUTER
- ✓ EPULIDEKTOMIE
- ✓ GINGIVEKTOMIE
- ✓ TONSILLEKTOMIE
- ✓ TUMOREXTIRPATION

Basis-Geräte

BASIS

Sie behandeln hauptsächlich Hunde, Katzen und kleine Heimtiere. Zahnsanierungen, die Entnahme kleiner dermatologischer Veränderungen, sowie die Entfernung von Epuliden sind Beispiele Ihres chirurgischen Alltags.

Oder Sie suchen eine kleine Einheit, die Ihren Dentalbereich ergänzt, da die elektrochirurgische Kompletteinheit dem sterilen OP vorbehalten ist?

Die Elektrochirurgie bietet Ihnen eine deutliche Arbeitserleichterung durch feine Schnittführung mit gleichzeitiger Blutungsstillung. Eine Auswahl verschiedener Elektroden bilden das passende Werkzeug für Schnitt, Gewebeentnahme und Koagulation.

anovica 80D ermöglicht Ihnen monopolares Schneiden und Koagulieren.

CUT 80W
BLEND 60W
COAG 50W
MICRO 20W



anovica 80D
795,-€ *

ZUBEHÖR (im Preis enthalten):

MONOPOLARES BASIS-SET

- ✓ Fußschalter
- ✓ Neutralelektrode
- ✓ Elektrodenhalter
- ✓ Auswahl von 10 unterschiedlichen Elektroden
- ✓ Anschlussleitung für Elektrochirurgie-Gerät
- ✓ Bedienungsanleitung

* Alle Preise verstehen sich inklusive Zubehör-Set. zzgl. MwSt. und Versand

BASIS PLUS

Sie behandeln hauptsächlich Hunde, Katzen und kleine Heimtiere. Neben einer chirurgischen Basis-Versorgung gehören Kastration und kleine Weichteil-Eingriffe zu Ihrem Repertoire.

Als Unterstützung Ihrer täglichen Arbeit hilft Ihnen die monopolare Funktion die Basis-Arbeit (Epuliden, Dentalmedizin u.v.m.) abzudecken. Als PLUS wird **anovica160** durch eine bipolare Koagulationsfunktion ergänzt. Mittels einer bipolaren Pinzette können Sie kleine Blutungen gewebeschonend während des Eingriffs koagulieren.

Durch die etwas höhere Leistung erlaubt die Einheit Ihnen neben einer zügigen soliden Schnittführung, eine solide Koagulation.

CUT 160W
BLEND 120W
FORCED COAG 100W
SOFT COAG 80W
BIPOLAR 60W

Maße cm (B x H x T) 25,4 x 10,4 x 28,8

- ✓ ELEKTROKAUTER
- ✓ GAUMENSEGELTEILRESEKTION
- ✓ EPULIDEKTOMIE
- ✓ GINGIVEKTOMIE
- ✓ TONSILLEKTOMIE
- ✓ TUMOREXTIRPATION
- ✓ GASTROENTEROLOGIE
- ✓ GYNÄKOLOGIE



anovica 160
1.295,-€ *

ZUBEHÖR

(im Preis enthalten):

MONOPOLARES BASIS-SET

- ✓ Fußschalter
- ✓ Neutralelektrode
- ✓ Elektrodenhalter mit mit Tastern CUT & COAG
- ✓ Auswahl von 10 unterschiedlichen Elektroden
- ✓ Anschlussleitung für Elektrochirurgie-Gerät
- ✓ Bedienungsanleitung

BIPOLARES STANDARD-SET

- ✓ Bipolare Pinzette 19 cm
- ✓ Anschlussleitung für Pinzette
- ✓ Bipolarer Adapter

* Alle Preise verstehen sich inklusive Zubehör-Set. zzgl. MwSt. und Versand



- ✓ ELEKTROKAUTER
- ✓ EPULIDEKTOMIE
- ✓ GINGIVEKTOMIE
- ✓ GAUMENSEGELTEILRESEKTION
- ✓ TONSILLEKTOMIE
- ✓ TUMOREXTIRPATION
- ✓ GASTROENTEROLOGIE
- ✓ GYNÄKOLOGIE

Standard-Geräte

STANDARD

Sie behandeln Kleintiere oder sind als Gemischt-praktiker unterwegs. Ihr Angebot umfasst eine klassische chirurgische Versorgung aller gängigen Weichteiloperationen. Auch sehr blutungsintensive Eingriffe wie die Entfernung einer Mammaleiste gehören zu Ihrem Alltag.

Ihr OP benötigt eine solide elektrochirurgische Komplett-Einheit, die Sie mit ausreichend Leistung unterstützt. Die gleichzeitige Nutzung von mono- und bipolarer Funktion ist Standard. Eine verlässliche Blutungsstillung oder das blutungsarme Schneiden beschleunigen Ihre Operationszeit und verkürzen die Narkosephase.

anovica 200 ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten mit monopolarer und bipolarer Instrumentarium - kein Umstecken während der Operation mehr nötig.

CUT	200W
BLEND	120W
ENHANCED	120W
FORCED COAG	150W
SOFT COAG	90W
BIPOLAR	80W



ZUBEHÖR (im Preis enthalten):

MONOPOLARES STANDARD-SET

- ✓ Fußschalter
- ✓ Neutralelektrode
- ✓ Elektrodenhalter mit Tastern CUT & COAG
- ✓ Auswahl von 19 unterschiedlichen Elektroden
- ✓ Anschlussleitung für Elektrochirurgie-Gerät
- ✓ Bedienungsanleitung

BIPOLARES STANDARD-SET

- ✓ Bipolare Pinzette 19 cm
- ✓ Anschlussleitung für Pinzette

* Alle Preise verstehen sich inklusive Zubehör-Set. zzgl. MwSt. und Versand

STANDARD PLUS

Ihre Praxis oder Klinik arbeitet auf einem soliden chirurgischen Niveau im Bereich Kleintiere / Pferde. Eine ständige Optimierung Ihres Angebots verhilft Ihnen zu einer effektiven OP-Organisation, kurzen Operationszeiten und schonenden Eingriffen.

Die zuverlässige Verschweißtechnik ermöglicht Ihnen auf Gefäß-Ligaturen zu verzichten - das spart Zeit und Material (Milzextirpation, Kastrationen).

Gleichzeitig soll Ihnen die elektrochirurgische Einheit alle Funktionen einer Komplett-Einheit bieten - Sie decken Ihr gesamtes chirurgisches Repertoire mittels eines Gerätes ab.

anovica TOUCH 200 ermöglicht Ihnen das Speichern Ihrer individuellen Programme z.B. für standardisierte Operationen.

CUT	200W
BLEND	150W
ENHANCED	150W
FORCED COAG	150W
SOFT COAG	100W
SPRAY COAG	100W
BIPOLAR CUT	100W
BIPOLAR COAG	100W
SEALING	200W



ZUBEHÖR (im Preis enthalten):

MONOPOLARES BASIS-SET

- ✓ Fußschalter
- ✓ Neutralelektrode
- ✓ Elektrodenhalter mit Tastern
- ✓ Auswahl von unterschiedlichen Elektroden
- ✓ Anschlussleitung für Elektrochirurgie-Gerät
- ✓ Bedienungsanleitung

BIPOLARES STANDARD-SET

- ✓ Bipolare Pinzette 19 cm
- ✓ Anschlussleitung für Pinzette

BIPOLARES VERSCHWEISS-SET

- ✓ Bipolare offen-chirurgische Verschweißzange (wahlweise 17 cm, 25 cm oder 27 cm) mit Anschlussleitung
- ✓ Anschlussleitung für Verschweißzange

* Alle Preise verstehen sich inklusive Zubehör-Set. zzgl. MwSt. und Versand

- ✓ ELEKTROKAUTER
- ✓ EPULIDEKTOMIE
- ✓ GINGIVEKTOMIE
- ✓ GAUMENSEGELTEILRESEKTION
- ✓ TONSILLEKTOMIE
- ✓ TUMOREXTIRPATION
- ✓ GYNÄKOLOGIE
- ✓ GASTROENTEROLOGIE
- ✓ LAPARASKOPISCHE CHIRURGIE
- ✓ THORAKOSKOPISCHE CHIRURGIE
- ✓ MIKRO-CHIRURGIE

Monopolare Elektroden



Ø 2,4 mm

FÜR ALLE HIER AUFGEFÜHRTEN ELEKTRODEN GILT:

- ✓ Für HF- und RF-Generatoren geeignet
- ✓ Autoklavierbar (134°C)



ARTIKELNUMMER	1199833
LÄNGE	7 cm
FORM	gerade
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Spatelektrode
FUNKTION	Solider Schnitt mit Koagulationsfläche
PREIS (VPE)	36,- Euro



ARTIKELNUMMER	1199833NS
LÄNGE	7 cm
FORM	gerade
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Spatelektrode Non-Stick
FUNKTION	Solider Schnitt mit Koagulationsfläche
PREIS (VPE)	39,- Euro



ARTIKELNUMMER	119928
LÄNGE	5 cm
FORM	gewinkelt
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Schneideelektrode
FUNKTION	Feiner Schnitt
PREIS (VPE)	36,- Euro



ARTIKELNUMMER	119926
LÄNGE	5 cm
FORM	gewinkelt
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Feine Schneideelektrode
FUNKTION	Mikrochirurgische Schnitte
PREIS (VPE)	36,- Euro

NICHTS GEFUNDEN?
WEITERE VARIANTEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.



ARTIKELNUMMER	1199836
LÄNGE	7 cm
FORM	gerade
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Nadelektrode
FUNKTION	Tiefe Koagulation, Schnitt
PREIS (VPE)	36,- Euro



ARTIKELNUMMER	119943
LÄNGE	5 cm
FORM	gerade
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Kugelektrode
FUNKTION	Koagulation
PREIS (VPE)	36,- Euro



ARTIKELNUMMER	1199840
LÄNGE	6 cm
FORM	gerade, Kugel 4mm
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Kugelektrode
FUNKTION	Koagulation
PREIS (VPE)	36,- Euro



ARTIKELNUMMER	1199840NS
LÄNGE	6 cm
FORM	gerade, Kugel 4mm
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Kugelektrode Non-Stick
FUNKTION	Koagulation
PREIS (VPE)	39,- Euro



ARTIKELNUMMER	119937
LÄNGE	7 cm
FORM	gerade, Schlinge Ø 8mm
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Schlingenelektrode
FUNKTION	Gewebeabtragung
PREIS (VPE)	36,- Euro

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich. Produkte können geringfügig abweichen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand

Non-Stick =

Eine Antihafbeschichtung verhindert das Festkleben von Gewebe.



5 cm




14 cm



14 cm

REINIGUNGSSCHWAMM



ARTIKELNUMMER	1199375NS
LÄNGE	7 cm
FORM	gerade, Schlinge Ø 8mm
VPE	5 Stück
BESCHREIBUNG	Schlingenelektrode Non-Stick
FUNKTION	Gewebeabtragung
PREIS (VPE)	39,- Euro

ARTIKELNUMMER	1199842
LÄNGE	14 cm
FORM	gerade, Schlinge 10x10mm
VPE	3 Stück
BESCHREIBUNG	Schlingenelektrode
FUNKTION	Gewebeabtragung
PREIS (VPE)	29,- Euro

ARTIKELNUMMER	1199843
LÄNGE	14 cm
FORM	gerade, Schlinge 20x13mm
VPE	3 Stück
BESCHREIBUNG	Schlingenelektrode
FUNKTION	Gewebeabtragung
PREIS (VPE)	29,- Euro

ARTIKELNUMMER	1199832
GRÖSSE	47 x 50 mm
VPE	20 Stück
BESCHREIBUNG	Elektroden-Reinigungsschwamm, steril verpackt. Für die Entfernung von Gewebeanhaftungen an der Elektrodenspitze.
PFLEGE	Einmalprodukt
PREIS (VPE)	18,- Euro

ARTIKELNUMMER	199845
GRÖSSE	Ø 7 cm, Höhe 9 cm
BESCHREIBUNG	Elektrodenbehälter mit Einsatz und Deckel, geeignet für 1,6mm, 2,4mm und 4,0mm Elektroden
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	139,- Euro


Monopolare Elektrodenhalter



ARTIKELNUMMER	119921
BESCHREIBUNG	Monopolarer Elektrodenhalter ohne Taster mit integrierter Anschlussleitung. Die Bedienung erfolgt über separaten Fußschalter. Schaft
SCHAFT	Passend für Elektroden mit 2,4 mm Schaftdurchmesser
ANSCHLUSS	Bananenstecker, einpolig
PASSEND ZU	anovica 80D, anovica160, anovica200, anovica Touch200 und andere Hersteller
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	79,- Euro

ARTIKELNUMMER	119923
BESCHREIBUNG	Monopolarer Elektrodenhalter mit Taster CUT & COAG und integrierter Anschlussleitung. Die Bedienung erfolgt über die Taster, alternativ über separaten Fußschalter.
SCHAFT	Passend für Elektroden mit 2,4 mm Schaftdurchmesser
ANSCHLUSS	Dreifacher Bananenstecker
PASSEND ZU	anovica160, anovica200, anovica Touch200 und andere Hersteller
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	109,- Euro

Monopolare Schere



ARTIKELNUMMER	1150020
LÄNGE	21 cm
SPITZE	0,5 cm, gebogen
BESCHREIBUNG	Monopolare Schere für den Schnitt bei gleichzeitiger Koagulation
ANSCHLUSS	Bananenstecker, einpolig
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119976 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“)
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	59,- Euro

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich. Produkte können geringfügig abweichen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand


Neutralelektroden



ARTIKELNUMMER	119981
BESCHREIBUNG	Anschlussleitung zu Neutralelektrode 119980
ANSCHLUSS	Klinkenstecker
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	91,- Euro




ARTIKELNUMMER	119980
BESCHREIBUNG	Neutralelektrode Edelstahl, 12 x 16 cm
PASSEN ZU	Anschlussleitung 119981
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	69,- Euro



ARTIKELNUMMER	119983
BESCHREIBUNG	Neutralelektrode Edelstahl, 12 x 16 cm mit integrierter Anschlussleitung
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	159,- Euro

Bipolare Pinzetten




ARTIKELNUMMER	119994
LÄNGE	11,5 cm
SPITZE	0,5 mm, gerade
BESCHREIBUNG	Bipolare Pinzette
ANSCHLUSS	Europäischer Pinzettenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119913 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“)
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	94,- Euro


NICHTS GEFUNDEN?
WEITERE VARIANTEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.




ARTIKELNUMMER	119995
LÄNGE	11,5 cm
SPITZE	0,5 mm, gewinkelt
BESCHREIBUNG	Bipolare Pinzette
ANSCHLUSS	Europäischer Pinzettenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119913 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“)
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	94,- Euro



ARTIKELNUMMER	119911
LÄNGE	19 cm
SPITZE	2,0 mm, gerade
BESCHREIBUNG	Bipolare Pinzette
ANSCHLUSS	Europäischer Pinzettenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119913 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“)
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	105,- Euro



ARTIKELNUMMER	119912
LÄNGE	19 cm
SPITZE	2,0 mm, gewinkelt
BESCHREIBUNG	Bipolare Pinzette
ANSCHLUSS	Europäischer Pinzettenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119913 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“)
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	105,- Euro



ARTIKELNUMMER	119998
LÄNGE	19 cm, gekröpft
SPITZE	1,0 mm, gerade
BESCHREIBUNG	Bipolare Pinzette
ANSCHLUSS	Europäischer Pinzettenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119913 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“)
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	105,- Euro

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich. Produkte können geringfügig abweichen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand

Bipolare Verschweisszangen




(VESSEL SEALING TECHNIK)


Die Verschweißtechnik (auch: Versiegelung, Vessel Sealing, Thermostapling) verschließt Gefäße bis zu einem Durchmesser von 8mm verlässlich und schnell. Eine zusätzliche Ligatur ist nicht notwendig. Das verkürzt die Operationszeit und Narkosedauer.

Achtung: Es handelt sich um eine Spezialform der bipolaren Koagulation, die nicht alle HF/RF-Geräte leisten können. Erkundigen Sie sich im Zweifel beim Hersteller Ihres Geräts.

Alle angebotenen Verschweißzangen sind nach konventioneller Aufbereitung (reinigen & autoklavieren) wieder verwendbar.



ARTIKELNUMMER	119906
LÄNGE	17 cm
FLÄCHE	Verschweißfläche 4,0 x 17 mm, gebogen
BESCHREIBUNG	Verschweißzange Non-Stick
ANSCHLUSS	Zweifacher Bananenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119915 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“) anovica Touch200
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	215,- Euro



ARTIKELNUMMER	119906B
LÄNGE	19 cm
FLÄCHE	Verschweißfläche 4,0 x 30 mm, gebogen
BESCHREIBUNG	Verschweißzange Non-Stick
ANSCHLUSS	Zweifacher Bananenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119915 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“) anovica Touch200
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	249,- Euro




ARTIKELNUMMER	119914
LÄNGE	25 cm
FLÄCHE	Verschweißfläche 4,0 x 31 mm, gebogen
BESCHREIBUNG	Verschweißzange Non-Stick mit Kunststoffgriff und Einrastung
ANSCHLUSS	Zweifacher Bananenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119915 (siehe Kapitel „Anschlussleitungen“) anovica Touch200
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	275,- Euro




ARTIKELNUMMER	119906S
LÄNGE	15 cm
FLÄCHE	Verschweißfläche 4,0 x 19 cm + 16 mm Schneidefläche, gerade
BESCHREIBUNG	Verschweißzange Non-Stick
ANSCHLUSS	Zweifacher Mini-Bananenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119910
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	320,- Euro

Bipolare Scheren



ARTIKELNUMMER	119808
LÄNGE	18 cm
SPITZE	0,5 cm, gebogen
BESCHREIBUNG	Bipolare Schere für den Schnitt mit gleichzeitiger Koagulation
ANSCHLUSS	Zweifacher Mini-Bananenstecker
PASSEND ZU	Anschlussleitung 119910
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	310,- Euro

Bipolare Spezialitäten



ARTIKELNUMMER	118533
FORM	32 cm, Ø 5 mm
SPITZE	2,0 cm, gerade
BESCHREIBUNG	anovica Coag-Cutter mit integrierter Anschlussleitung. Gewebekoagulation mit anschließendem Schnitt durch integrierte Klinge
ANSCHLUSS	Zweifacher Bananenstecker
PASSEND ZU	anovica200, anovica Touch200
PFLEGE	Einmalprodukt
PREIS (VPE)	188,- Euro

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich. Produkte können geringfügig abweichen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand

ANSCHLUSSLEITUNGEN & ADAPTER



ARTIKELNUMMER	119976
LÄNGE	ca. 3 m
BESCHREIBUNG	Anschlussleitung für z.B. monopolare Scheren
ANSCHLÜSSE	Instrumentenseite: Buchse für Bananenstecker, Geräteseite: Bananenstecker, einpolig
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	90,- Euro



ARTIKELNUMMER	119913
LÄNGE	ca. 3 m
BESCHREIBUNG	Anschlussleitung für z.B. bipolare Pinzetten
ANSCHLÜSSE	Instrumentenseite: Buchse für europäischen Pinzettenstecker, Geräteseite: Zweifacher Bananenstecker
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	99,- Euro



ARTIKELNUMMER	119915
LÄNGE	ca. 3 m
BESCHREIBUNG	Anschlussleitung für z.B. bipolare Verschweißzangen
ANSCHLÜSSE	Instrumentenseite: Buchsen für 2 Bananenstecker, Geräteseite: Zweifacher Bananenstecker
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	119,- Euro



ARTIKELNUMMER	119910
LÄNGE	ca. 3 m
BESCHREIBUNG	Anschlussleitung für z.B. bipolare Scheren
ANSCHLÜSSE	Instrumentenseite: Buchse für 2 Mini-Bananenstecker, Geräteseite: Zweifacher Bananenstecker
PFLEGE	autoklavierbar (134°C)
PREIS (VPE)	119,- Euro



ARTIKELNUMMER	119992
LÄNGE	2 m
BESCHREIBUNG	Anschlussleitung für Elektrochirurgie-Geräte
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	11,- Euro

ARTIKELNUMMER	119806
LÄNGE	5 m
BESCHREIBUNG	Anschlussleitung für Elektrochirurgie-Geräte
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	16,- Euro

NICHTS GEFUNDEN?
WEITERE VARIANTEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.



ARTIKELNUMMER	119916
BESCHREIBUNG	Bipolarer Adapter für anovica160
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	49,- Euro

ARTIKELNUMMER	118907
BESCHREIBUNG	Adapter für Erbe-Instrumente an anovica-Geräte
ANSCHLÜSSE	Instrumentenseite: Buchse für Erbe-Anschluss, Geräteseite: Zweifacher Bananenstecker
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	67,- Euro

WEITERES ZUBEHÖR



ARTIKELNUMMER	119990
LÄNGE	2 m
BESCHREIBUNG	Fußschalter, einfach mit integrierter Anschlussleitung
ANSCHLUSS	5-poliger Stecker
PFLEGE	Oberflächendesinfektion, wasserdicht IP67
PREIS (VPE)	59,- Euro



ARTIKELNUMMER	119991
LÄNGE	2 m
BESCHREIBUNG	Fußschalter, doppelt mit integrierter Anschlussleitung CUT und COAG getrennt auslösbar
ANSCHLUSS	5-poliger Stecker
PFLEGE	Oberflächendesinfektion, wasserdicht IP67
PREIS (VPE)	256,- Euro

ARTIKELNUMMER	119990V
LÄNGE	3 m
BESCHREIBUNG	Leitungsverlängerung für Fußschalter 119990 oder 119991
ANSCHLUSS	5-poliger Stecker
PFLEGE	Oberflächendesinfektion
PREIS (VPE)	60,- Euro

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich. Produkte können geringfügig abweichen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand

professionell **Technology for**

Individuell, bedarfsgerecht, professionell **Technology for Vets**

Technology for Vets

Individuell, bedarfsgerecht,

bedarfsgerecht, professionell **Technology for Vets**

anovica GmbH

Frauenholzstr. 3 | 90419 Nürnberg | Tel 0911 7158 5248 Mobil 0175 5689 183 | Fax 0911 7154 6906

Email info@anovica.de | www.anovica.de